



2000957600

ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, (EDTA) SAL FERRICA SODICA 1-Hidrato p.a.

$C_{10}H_{12}FeN_2NaO_8.H_2O$ | CAS [1578-42-6] | NC 2921.21.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Etilendiaminotetraacético Sal de Hierro (III) y Sodio Monohidrato

Fórmula de Hill: $C_{10}H_{12}FeN_2NaO_8.H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 367,05 (base anhidra)

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-edta-sal-ferrica-sodica-1-h2o-p-a-9576-pskey/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000957605	100 g	Vidrio	En stock
2000957606	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido amarillo parduzco
Título	12,0-14,0%
pH (1% en agua) a 25°C	4,0-5,0
Pérdida por secado a 120°C	máx. 15,0%