



2000957700

BARIO ACETATO p.a.



$C_4H_6BaO_4$ | CAS [543-80-6] | NC 2915.29.00 | EINECS 208-849-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_4H_6BaO_4$

Usos Analíticos: Catalizador de las reacciones orgánicas.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 255,42

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 72 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 450°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P304 + P340

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Declaraciones de Peligro: H302 + H332

Nocivo si se ingiere o si se inhala.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000957708	1 000 g	PEAD	En stock
2000957707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	99,0-102,0%
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sustancias Oxidantes (como N03)	0,005%
Potasio (K)	0,003%
Sodio (Na)	0,005%
Metales pesados	5 ppm
Hierro (Fe)	0,001%