



2000958000

SODIO MALONATO Puro



Imagen no disponible

$C_3H_2Na_2O_4$ | CAS [141-95-7] | NC 2917.19.10 | EINECS 205-514-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Propanodionato

Fórmula de Hill: $C_3H_2Na_2O_4$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 148,0

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000958003	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco
Título	? 99,0%
pH 5% solución en 25°C	7,0-9,0
Solubilidad al 5% en agua fría	Totalmente soluble
Metales pesados (como Pb)	0,0005%
Hierro (Fe)	0,0005%