



2000958200

POLIETILENGLICOL 400 Purísimo



$HO(C_2H_4O)_nH$ | CAS [25322-68-3] | NC 3907.20.11 | EINECS 203-473-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Carbowax 400, Macrogol 400, PEG 400

Fórmula de Hill: $HO(C_2H_4O)_nH$

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 5°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/polietilenglicol-400-purisimo-9582-tupqj/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000958208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000958207	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Peso molecular	380-420
Acidez	Cumple
Densidad (20°C)	1,10-1,14
Agua	máx. 2,00%