



2000959000

PEPSINA 1:10.000 N.F.



--- | CAS [9001-75-6] | NC 3507.90.90 | EINECS 232-629-3

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble en agua.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/pepsina-110000-n-f-9590-6xei7/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P352, P304 + P341, P305 + P351 + P338, P342 + P311

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H334, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000959005	100 g	PEAD	En stock
2000959006	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino amorfo color beige
Actividad proteásica	? 1:10.000 N.F.
Pérdida por secado a 105°C (4 horas)	máx. 5,0%