



2000959200

SODIO GLUCONATO Puro



$C_6H_{11}NaO_7$ | CAS [527-07-1] | NC 2918.16.00 | EINECS 208-407-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido D-Glucónico Sal Sódica

Fórmula de Hill: $C_6H_{11}NaO_7$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 218,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor: Suave olor característico.

Solubilidad Acuosa: 590 g/L a 25 °C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000959208	1 000 g	PEAD	En stock
2000959206	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco apagado
Título	98,0%-102,0%
Cloruro (Cl)	0,07%
Sulfato (SO ₄)	0,05%
Metales pesados	0,002%