



2000959400

PARAFORMALDEHIDO Puro



(HCHO)_n | CAS [30525-89-4] | NC 2916.60.00 | EINECS 200-001-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: (HCHO)_n

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Poco soluble en agua fría. Soluble en agua caliente.

Punto de Fusión:: 100-130°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/paraformaldehido-puro-9594-zgpai/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P281, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H228, H302 + H332, H315, H317, H319, H335, H351

Sólido inflamable.

Nocivo si se ingiere o si se inhala.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

Se sospecha que provoca cáncer .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000959408	1 000 g	PEAD	En stock
2000959406	250 g	PEAD	En stock
2000959407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	91,0-93,0%
Residuo después de ignición	máx. 0,1%