



2000959700

MAGNESIO NITRATO 6-Hidrato p.a.



$Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ | CAS [13446-18-9] | NC 2834.29.80 | EINECS 233-826-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$

Usos Analíticos: Para preparación de standards.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 256,41

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 125 g en 100 mL a 25°C.

Punto de Fusión: 89°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/magnesio-nitrato-6-hidrato-p-a-9597-dvdsu/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000959708	1 000 g	PEAD	En stock
2000959706	250 g	PEAD	En stock
2000959707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	98,0-102,0%
pH (5% en agua)	5,0-8,2
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO ₄)	0,005%
Amonio (NH ₄)	0,003%
Bario (Ba)	0,005%
Manganeso (Mn)	5 ppm
Potasio (K)	0,005%
Sodio (Na)	0,005%
Estroncio (Sr)	0,005%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm