



2000959800

CALCIO NITRATO 4-Hidrato p.a.



$\text{CaN}_2\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ | CAS [13477-34-4] | NC 2834.29.80 | EINECS 233-332-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $\text{CaN}_2\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Para preparación de soluciones estándar de calcio.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 236,15

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 66 g en 100 mL a 30 °C.

Punto de Fusión: 42°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P221, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles, compuestos de metales pesados, ácidos y alcalis.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H272, H319

Puede agravar un incendio; comburente.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000959808	1 000 g	PEAD	En stock
2000959806	250 g	PEAD	En stock
2000959807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco, higroscópico
Título	99,0-103,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,0-7,0
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,005%
Sulfato (SO4)	0,002%
Bario (Ba)	0,005%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm
Magnesio (Mg)	0,05%
Potasio (K)	0,005%
Sodio (Na)	0,01%