



2000960000

ACIDO HIPOFOSFOROSO 50% p.a.



H_3PO_2 | CAS [6303-21-5] | --- | EINECS 228-601-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: H_3PO_2

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 66,00

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Miscible en agua.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro: 

Consejos de Precaución: P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000960008	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000960005	100 mL	Vidrio	En stock
2000960007	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 49,5%
Cloruro (Cl)	0,015%
Hierro (Fe)	0,005%
Plomo (Pb)	0,0005%
Zinc (Zn)	0,001%