




2000960400

POTASIO SODIO TARTRATO 4-Hidrato p.a.



$C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$ | CAS [6381-59-5] | NC 2918.13.00 | EINECS 205-698-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Tartárico Sal de Potasio y Sodio, Sal de Seignette, Sal de Rochelle, Tartrato doble de Sodio y Potasio

Fórmula de Hill: $C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$

Usos Analíticos: Componente de la solución de Fehling.

Bibliografía: A.C.S.10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 282,23

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 111 g en 100 mL a 25 °C.

Punto de Fusión: 75°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/potasio-permanganato-solucion-01-x-250-ml-0825-hhd50/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000960408	1 000 g	PEAD	En stock
2000960405	100 g	PEAD	En stock
2000960406	250 g	PEAD	En stock
2000960407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	99,0-102,0%
pH 5% solución en 25°C	6,0-8,5
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO4)	0,005%
Amonio (NH4)	0,002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	0,001%