



2000960600

SODIO TIOSULFATO 5-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10102-17-7] | NC 2832.30.00 | EINECS 231-867-5



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Volumetría.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 248,18

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se deshidrata completamente a 100 °C.

Solubilidad Acuosa: Muy soluble.

Punto de Fusión: 48°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-tiosulfato-5-h2o-p-a-a-c-s-9606-itzzl/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000960608	1 000 g	PEAD	En stock
2000960613	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000960606	250 g	PEAD	En stock
2000960607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cristales incoloros
Título	99,5-101,0%
pH en 5% solución a 25°C	6,0-8,4
Sulfuro (S)	Cumple
Materia insoluble	0,005%
Compuestos nitrogenados	0,002%
Sulfato y sulfito (como SO ₄)	0,1%