



2000960700

SODIO SULFATO 10-Hidrato p.a.

$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ | CAS [7727-73-3] | NC 2833.11.00 | EINECS 231-820-9



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sal de Glauber

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Análisis Kjeldahl

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 322,19

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 32°C

Solubilidad Acuosa:: 36 g en 100 mL a 15°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000960706	250 g	PEAD	En stock
2000960707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido incoloro
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,2-9,2
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Metales pesados (como Pb)	3 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm