




2000960800

UREA p.a.



CH_4N_2O | CAS [57-13-6] | NC 3102.10.10 | EINECS 200-315-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Carbonildiamida, Carbamida

Fórmula de Hill: CH_4N_2O

Usos Analíticos: Soluciones buffer.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 60,06

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Ligeramente amoniacal.

Solubilidad Acuosa:: 109 g en 100 mL a 100 °C.

Punto de Fusión:: 132-135°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/urea-p-a-9608/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000960808	1 000 g	PEAD	En stock
2000960805	100 g	PEAD	En stock
2000960806	250 g	PEAD	En stock
2000960807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Punto de fusión	132-135°C
Materia insoluble	0,01%
Residuo después de ignición	0,01%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Sulfato (SO ₄)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,001%