



2000960900

ZINC OXIDO p.a. (A.C.S.)



ZnO | CAS [1314-13-2] | NC 2817.00.00 | EINECS 215-222-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: ZnO

Usos Analíticos: Para preparación de las soluciones estándar de zinc.

Bibliografía: A.C.S. Edición X.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 81,41

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Sólido blanco.

Olor: Inodoro.

Cambio de estado (aprox.): Punto de Fusión, 1970 °C.

Solubilidad Acuosa: Prácticamente insoluble.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H410

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000960908	1 000 g	PEAD	En stock
2000960906	250 g	PEAD	En stock
2000960907	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
Alcalinidad	Cumple
Insolubles en ácido sulfúrico diluido	0,01%
Cloruro (Cl)	0,001%
Nitrato (NO3)	0,003%
Compuestos de azufre (como SO4)	0,01%
Calcio (Ca)	0,005%
Hierro (Fe)	0,001%
Plomo (Pb)	0,005%
Magnesio (Mg)	0,005%
Manganeso (Mn)	5 ppm
Potasio (K)	0,01%
Sodio (Na)	0,05%