



2000961100

SODIO BISULFITO p.a. (A.C.S.)



NaHSO_3 | CAS [7631-90-5] | NC 2832.10.00 | EINECS 231-548-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Hidrógeno Sulfito

Fórmula de Hill: NaHSO_3

Usos Analíticos: Agente reductor; Fuente conveniente de dióxido de azufre.

Bibliografía: A.C.S. Edición X.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 104,06

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble en 3,5 partes de agua.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P305 + P351 + P338, P313

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302, EUH031

Nocivo por ingestión En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000961108	1 000 g	PEAD	En stock
2000961110	10 kg	Cuñete + PE	En stock
2000961105	100 g	PEAD	En stock
2000961106	250 g	PEAD	En stock
2000961107	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título (como SO_2)	? 58,5%
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,02%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,002%