



2000961300

ROJO NEUTRO (C.I. 50040) p.a. (A.C.S.)



Imagen no disponible

$C_{15}H_{17}ClN_4$ | CAS [553-24-2] | NC 3204.13.00 | EINECS 209-035-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Red 5, Rojo Toluileno

Fórmula de Hill: $C_{15}H_{17}ClN_4$

Usos Analíticos: Indicador para determinación de nitrógeno; indicador de pH.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 288,78

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000961302	10 g	Vidrio	En stock
2000961303	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido verde oscuro
Claridad de la solución	Cumple
pH 6,8	Rojo
pH 8,0	Amarillo