



2000961600

PLOMO (II) NITRATO p.a. (A.C.S.)



$Pb(NO_3)_2$ | CAS [10099-74-8] | NC 2834.29.20 | EINECS 233-245-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $Pb(NO_3)_2$

Usos Analíticos: Reactivo para análisis.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 331,2

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 56,5 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 470°C, con descomposición

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/plomo-ii-nitrato-p-a-a-c-s-9616-35heu/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P210, P221, P273, P280, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles, compuestos de metales pesados, ácidos y alcalis.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H272, H302 + H332, H318, H360Df, H373, H410

Puede agravar un incendio; comburente.

Nocivo si se ingiere o si se inhala.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede dañar al feto.

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000961608	1 000 g	PEAD	En stock
2000961605	100 g	Vidrio	En stock
2000961606	250 g	PEAD	En stock
2000961607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,001%
Calcio (Ca)	0,005%
Cobre (Cu)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%
Potasio (K)	0,005%
Sodio (Na)	0,02%