



2000961700

SODIO NITRATO p.a.



Imagen no disponible

NaNO_3 | CAS [7631-99-4] | NC 3102.50.90 | EINECS 231-554-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: NaNO_3

Usos Analíticos: Oxidante.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 84,99

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 88 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 308°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P260, P305 + P351 + P338

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H272, H319

Puede agravar un incendio; comburente.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000961708	1 000 g	PEAD	En stock
2000961705	100 g	PEAD	En stock
2000961706	250 g	PEAD	En stock
2000961707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,5-8,3
Materia insoluble	0,005%
Sulfato (SO4)	0,003%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	3 ppm