



2000961800

SODIO OXALATO p.a.



$C_2Na_2O_4$ | CAS [62-76-0] | NC 2917.11.00 | EINECS 200-550-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Oxálico Sal Sódica

Fórmula de Hill: $C_2Na_2O_4$

Usos Analíticos: Volumetría. Normalización de soluciones de potasio y permanganato.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 134

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Inodoro.

Solubilidad Acuosa:: 3,7 g en 100 mL a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P262

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Declaraciones de Peligro: H302 + H312

Nocivo si se ingiere o por contacto con la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000961808	1 000 g	PEAD	En stock
2000961805	100 g	PEAD	En stock
2000961806	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,5%
Materia insoluble	0,005%
Pérdida por secado	1,0%
Cloruro (Cl)	0,002%
Amonio (NH ₄)	0,002%
Sulfato (SO ₄)	0,002%
Metales pesados (como Pb)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%