



2000962100

AZUL ALCALI 6B (C.I. 42765)



$C_{37}H_{29}N_3O_3S$ | CAS [30586-13-1] | NC 3204.19.00 | EINECS 215-385-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido AzulL 119

Fórmula de Hill: $C_{37}H_{29}N_3O_3S$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 595,73

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000962102	10 g	Vidrio	En stock
2000962105	100 g	PEAD	En stock
2000962103	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo azul oscuro
? máx.	600-610 nm
Relación p-15/p+15	0,95-1,05
pH 11,5	Azul violáceo
pH 13	Rosa oscuro