



2000962200

AZUL DE BROMOFENOL (Indicador) p.a. (A.C.S.)



$C_{19}H_{10}Br_4O_5S$ | CAS [115-39-9] | NC 2932.99.85 | EINECS 204-086-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 3',3'',5',5''-Tetrabromofenolsulfonftaleína

Fórmula de Hill: $C_{19}H_{10}Br_4O_5S$

Usos Analíticos: Indicador.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 669,99

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se descompone a 279 °C.

Solubilidad Acuosa: 0,4 g en 100 mL a 25 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-de-bromofenol-indicador-p-a-a-c-s-9622-i31hr/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000962202	10 g	Vidrio	En stock
2000962203	25 g	Vidrio	En stock
2000962201	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino beige rosado
Claridad de la solución	Cumple
pH 3,0	Amarillo
pH 4,6	Azul