



2000962300

AZUL DE BROMOTIMOL (Indicador) p.a. (A.C.S.)

$C_{27}H_{28}Br_2O_5S$ | CAS [76-59-5] | NC 2932.99.85 | EINECS 200-971-2



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: BTB, 3',3''-Dibromothymolsulfonphthalein

Fórmula de Hill: $C_{27}H_{28}Br_2O_5S$

Usos Analíticos: Indicador.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 624,40

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Muy poco soluble.

Punto de Fusión:: 200-202°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000962302	10 g	Vidrio	En stock
2000962305	100 g	PEAD	En stock
2000962303	25 g	Vidrio	En stock
2000962301	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino beige a marron-rosa claro o purpura
Claridad de la solución	Cumple
pH 6,0	Amarillo
pH 7,6	Azul