



2000962500

SODIO NITRITO p.a.



Imagen no disponible

NaNO₂ | CAS [7632-00-0] | NC 2834.10.00 | EINECS 231-555-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: NaNO₂

Usos Analíticos: Agente reductor.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 69,00

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 82 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 271°C, se descompone a 320°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-nitrito-p-a-9625-t4tv4/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P273, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H272, H301, H319, H400

Puede agravar un incendio; comburente.

Tóxico en caso de ingestión.

Provoca irritación ocular grave.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000962508	1 000 g	PEAD	En stock
2000962505	100 g	PEAD	En stock
2000962506	250 g	PEAD	En stock
2000962507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco amarillento
Título	? 97,0%
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	0,05%
Sulfato (SO4)	0,01%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,001%

