



2000962800

HEXAMETILENTETRAMINA p.a.



Imagen no disponible

$C_6H_{12}N_4$ | CAS [100-97-0] | NC 2933.69.20 | EINECS 202-905-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: HMTA, Hexamina, Metenamina, 1,3,5,7-Tetraazatriciclo [3.3.1.1^{3,7}]Decano, Urotropina

Fórmula de Hill: $C_6H_{12}N_4$

Usos Analíticos: Para detección de metales.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 140,19

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Sublima a unos 263 °C con ligera descomposición.

Solubilidad Acuosa: 67 g en 100 mL a 20 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hexametilentaetramina-p-a-9628-ubhme/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P280, P302 + P352

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

Declaraciones de Peligro: H228, H317

Sólido inflamable.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000962808	1 000 g	PEAD	En stock
2000962805	100 g	PEAD	En stock
2000962806	250 g	PEAD	En stock
2000962807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título sobre base seca	? 99,0%
Agua (KF)	0,50%
Residuo después de ignición	0,1%