



2000963000

PONCEAU S (C.I. 27195)

$C_{22}H_{12}N_4Na_4O_{13}S_4$ | CAS [6226-79-5] | NC 3204.12.00 | EINECS 228-319-2



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido-3-Hidroxi-4-[2-Sulfo-4-(4-Sulfofenilazo)Fenilazo]-2,7-Naftalendisulfónico Sal Tetrasódica, Acid Red 112

Fórmula de Hill: $C_{22}H_{12}N_4Na_4O_{13}S_4$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 760,6

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 40 g/L a 25°C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/ponceau-s-c-i-27195-9630-11zsb/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000963002	10 g	Vidrio	En stock
2000963003	25 g	Vidrio	En stock
2000963001	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo rojo pardo
Título	? 80,0%
Solubilidad (0,1% en agua)	Solución clara color roja
? máx.	517-523 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,10