



2000963100

ACIDO AMINOACETICO p.a.



$C_2H_5NO_2$ | CAS [56-40-6] | NC 2922.49.10 | EINECS 200-272-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido acetamínico, Glicolamina, Glicocola, Glicina

Fórmula de Hill: $C_2H_5NO_2$

Usos Analíticos: Buffer

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 75,07

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se descompone a 233°C.

Solubilidad Acuosa: 25,0 g en 100 mL a 25°C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-aminoacetico-glicina-p-a-9631-cvxyy/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000963108	1 000 g	PEAD	En stock
2000963105	100 g	PEAD	En stock
2000963106	250 g	PEAD	En stock
2000963109	5 kg	Cuñete + PE	En stock
2000963107	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 98,5%
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico	Cumple
Residuo después de ignición	0,1%
Cloruro (Cl)	0,007%
Sulfato (SO4)	0,005%
Metales pesados (como Pb)	0,002%
Pérdida por secado	0,50%