



2000963500

POTASIO FOSFATO MONOBASICO (Anhidro) p.a. (A.C.S.)

KH_2PO_4 | CAS [7778-77-0] | NC 2835.24.00 | EINECS 231-913-4



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Fosfato monopotásico, Fosfato mono potásico, Potasio Fosfato primario, Potasio di-Hidrógeno Fosfato

Fórmula de Hill: KH_2PO_4

Usos Analíticos: Para soluciones buffer.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 136,09

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 253°C

Solubilidad Acuosa: 33 g en 100 mL a 25°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/potasio-fosf-monob-anhidro-p-a-9635-2vqa4/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000963508	1 000 g	PEAD	En stock
2000963505	100 g	PEAD	En stock
2000963513	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000963506	250 g	PEAD	En stock
2000963507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título	≥ 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	4,1-4,5
Materia insoluble	0,01%
Pérdida por secado a 105°C	0,2%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO4)	0,003%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,002%
Sodio (Na)	0,005%