



2000963600

AMARILLO DE TITANIO (C.I. 19540)



$C_{28}H_{19}N_5Na_2O_6S_4$ | CAS [1829-00-1] | NC 3204.19.00 | EINECS 217-377-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Amarillo Titán, Amarillo Clayton, Amarillo Tiazol G, Direct Yellow 9

Fórmula de Hill: $C_{28}H_{19}N_5Na_2O_6S_4$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 695,73

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 40 g/L a 20 °C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000963602	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón rojizo
pH 11	Amarillo
pH 13	Anaranjado