



2000963800

DEXTROSA (Anhidra) p.a.



$C_6H_{12}O_6$ | CAS [50-99-7] | NC 1702.30.51 | EINECS 200-075-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_6H_{12}O_6$

Usos Analíticos: Estándar para análisis.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 180,16

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 91 g en 100 mL a 25 °C.

Punto de Fusión: 146°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/dextrosa-anhidra-p-a-9638-st3vv/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000963808	1 000 g	PEAD	En stock
2000963810	10 kg	Cuñete + PE	En stock
2000963813	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000963806	250 g	PEAD	En stock
2000963809	5 kg	Cuñete + PE	En stock
2000963807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,7%
Rotación específica (?) D25°	+52,5° a +53,0°
Almidón	Cumple
Materia insoluble	0,005%
Pérdida por secado a 105°C	0,2%
Residuo después de ignición	0,02%
Acido titulable	0,002 meq/g
Cloruro (Cl)	0,01%
Sulfato y sulfito (como SO4)	0,005%
Metales pesados	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm