



2000964300

POTASIO FERROCIANURO 3-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$ | CAS [14459-95-1] | NC 2837.20.00 | EINECS 237-722-2



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Potasio Hexacianoferrato(II) 3-hidrato

Fórmula de Hill: $K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$

Usos Analíticos: Oxidante moderadamente fuerte cuando se combina con ferricianuro.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 422,41

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se deshidrata parcialmente a partir de 60 °C y completamente a 100 °C.

Solubilidad Acuosa: 28 g en 100 mL a 12 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H412

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000964308	1 000 g	PEAD	En stock
2000964305	100 g	PEAD	En stock
2000964306	250 g	PEAD	En stock
2000964307	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido amarillo pálido
Título	98,5-102,0%
Material insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,01%
Sulfato (SO4)	Cumple