



2000964700

AZOCARMIN G (C.I. 50085)



$C_{28}H_{18}N_3O_6S_2Na$ | CAS [25641-18-3] | NC 3204.19.00 | EINECS 246-897-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{28}H_{18}N_3O_6S_2Na$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 579,59

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000964702	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo rojo oscuro a marrón
? máx.	510-524 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,92-0,96