



2000964800

AZUR II (C.I. 52010/52015)



$C_{31}H_{34}Cl_2N_6S_2$ | CAS [37247-10-2] | NC 3204.13.00 | EINECS 200-515-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{31}H_{34}Cl_2N_6S_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 625,68

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000964802	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo verde oscuro a marrón oscuro
? máx. en metanol	645-650 nm