



2000965100

AZUL BRILLANTE DE COOMASSIE R 250 (C.I. 42660)

$C_{45}H_{44}N_3NaO_7S_2$ | CAS [6104-59-2] | NC 3204.12.00 | EINECS 228-060-5



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Blue 83, Azul Brillante R, Indocianina 6 B Brillante

Fórmula de Hill: $C_{45}H_{44}N_3NaO_7S_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 825,99

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 70 g/L en agua a 20 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-brillante-de-coomassie-r-250-9651-kl1ae/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000965102	10 g	Vidrio	En stock
2000965103	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón-violáceo oscuro
Solubilidad (2% en agua)	Solución clara color azul
? máx.	554-563 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,95-1,05