



2000965300

AZUL PATENTE V (C.I. 42051)



$C_{27}H_{31}N_2NaO_7S_2$ | CAS [20262-76-4] | --- | EINECS 243-654-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid blue 3 sodium salt, Food Blue 5 sodium salt

Fórmula de Hill: $C_{27}H_{31}N_2NaO_7S_2$

Usos Analíticos: Azul Patente V sal de sodio es utilizado como un colorante en farmacología. Es un colorante biológico utilizado para la demostración de hemoglobina.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 582,66

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-patente-v-9653-cukm5/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000965302	10 g	Vidrio	En stock
2000965303	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo azul verdoso oscuro
Título sobre base seca	? 85,0%
Identificación	Cumple
Solubilidad	Cumple
? máx.	635-640 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,10-1,14