



2000965400

AZUL VICTORIA B (C.I. 44045)



$C_{33}H_{32}ClN_3$ | CAS [2580-56-5] | NC 3204.13.00 | EINECS 219-943-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Blue 26

Fórmula de Hill: $C_{33}H_{32}ClN_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 506,1

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H319

Nocivo por ingestión Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000965402	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo color cobrizo
Identificación	Cumple
? máx.	610-620 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,00-1,10