




2000965500

AZUL DE ANILINA (Soluble en agua) (C.I. 42755)



$C_{32}H_{25}N_3O_9S_3Na_2$ | CAS [28631-66-5] | NC 3204.12.00 | EINECS 249-113-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Azul opal, Azul Agua, Azul Porriers, Acid Blue 22

Fórmula de Hill: $C_{32}H_{25}N_3O_9S_3Na_2$

Bibliografía: H.J. Conn's - Biological Stains 9th Ed. y Métodos propios.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 737,74

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-de-anilina-soluble-en-agua-c-i-42755-9655-u036n/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H317, H319

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000965502	10 g	Vidrio	En stock
2000965503	25 g	Vidrio	En stock
2000965504	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino marrón brillante
Test de decoloración	Cumple
? máx.	590-606 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,96-1,09