



2000965600

AZUL DE DISULFINA VN (C.I. 42045)



$C_{27}H_{31}N_2NaO_6S_2$ | CAS [129-17-9] | NC 3204.12.00 | EINECS 204-934-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Azul Sulfan, Azul patentado VF, Acid Blue 1

Fórmula de Hill: $C_{27}H_{31}N_2NaO_6S_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 566,67

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 50 g/L en agua a 20 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-de-disulfina-vn-c-i-42045-x-10-g-9656-g3sse/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000965602	10 g	Vidrio	En stock
2000965603	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo verde oscuro a verde violáceo
? máx.	638-640 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,10-1,15