



2000965800

AZUL DE METILTIMOL SAL SODICA p.a. (Indicador)



$C_{37}H_{40}N_2Na_4O_{13}S$ | CAS [1945-77-3] | NC 2932.99.85 | EINECS 217-743-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Timolsulfoftalein-3', 3''-bis-Metiliminodiacético Sal Tetrasódica

Fórmula de Hill: $C_{37}H_{40}N_2Na_4O_{13}S$

Usos Analíticos: Indicador de pH.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 844,76

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000965801	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido verde oscuro-marrón a negro
Claridad de la solución	Cumple
Aptitud como indicador de metales	Cumple
? máx.	430-450 nm