



2000965900

AZUL DE ORACET B (C.I. 61520)

$C_{21}H_{16}N_2O_2$ | CAS [12769-16-3] | --- | ---



Imagen no disponible

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{21}H_{16}N_2O_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 328,37

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000965902	10 g	Vidrio	En stock
2000965901	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo color violeta amarronado
Solubilidad en alcohol	Solución color azul
Aptitud como indicador para titulaciones no acuosas	Cumple