



2000966000

AZUL DE TIMOL (Indicador) p.a. (A.C.S.)



$C_{27}H_{30}O_5S$ | CAS [76-61-9] | NC 2932.99.85 | EINECS 200-973-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Timolsulfonftaleína

Fórmula de Hill: $C_{27}H_{30}O_5S$

Usos Analíticos: Indicador ácido-base.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 466,6

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000966002	10 g	Vidrio	En stock
2000966005	100 g	PEAD	En stock
2000966003	25 g	Vidrio	En stock
2000966001	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido marrón-verdoso
Claridad de la solución	Cumple
pH 1,2	Rosa
pH 2,8	Amarillo
pH 8,0	Amarillo
pH 9,2	Azul