



2000966100

AZUL DE TOLUIDINA (C.I. 52040)

$C_{15}H_{16}N_3SCl$ | CAS [92-31-9] | NC 3204.16.00 | EINECS 202-146-2



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Blue 17, T Extra, Tolonio Cloruro

Fórmula de Hill: $C_{15}H_{16}N_3SCl$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 305,83

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000966103	25 g	Vidrio	En stock
2000966102	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo verde oscuro a negro
Solubilidad (0,1% en agua)	Solución clara color azul
? máx.	620-638 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,00-1,23