



2000966200

AZUL DE TRIPAN (C.I. 23850)

$C_{34}H_{24}N_6Na_4O_{14}S_4$ | CAS [72-57-1] | NC 3204.14.00 | EINECS 200-786-7



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Polidinisazobi-1-aminonaftoldisulfonato de sodio, Sal sódica del ácido tolidin-disazobiamino-naftoldisulfónico

Fórmula de Hill: $C_{34}H_{24}N_6Na_4O_{14}S_4$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 960,80

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H350

Puede provocar cáncer .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000966202	10 g	Vidrio	En stock
2000966205	100 g	PEAD	En stock
2000966201	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón-verdoso oscuro a negro
? máx.	570-600 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,00-1,05