



2000966700

FLOXINA B (C.I. 45410)



$C_{20}H_2Br_4Cl_4Na_2O_5$ | CAS [18472-87-2] | --- | EINECS 242-355-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Red 92, Cianosina, Eosina 10B, 2',4',5',7'-Tetrabromo-3,4,5,6-Tetraclorofluoresceína Sal Disódica

Fórmula de Hill: $C_{20}H_2Br_4Cl_4Na_2O_5$

Usos Analíticos: para microscopia, tinción de bacterias, protozoos y algas, recuento de eosinófilos

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 829,66

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Moderadamente soluble.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/floxina-b-ci-45410-9667-fjr7q/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000966702	10 g	Vidrio	En stock
2000966703	25 g	Vidrio	En stock
2000966701	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo color rojo
Solubilidad (0,1% en agua)	Solución clara color rojo
? máx.	546-550 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,38-2,24