



2000966800

FUCSINA ACIDA (C.I. 42685)

$C_{20}H_{17}N_3Na_2O_9S_3$ | CAS [3244-88-0] | NC 3204.12.00 | EINECS 221-816-5



Imagen no disponible

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Violet 19, Fucsina S, Rubina Acida, Rubina S

Fórmula de Hill: $C_{20}H_{17}N_3Na_2O_9S_3$

Usos Analíticos: Para microscopia, tinción de frotis sanguíneos.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 585,54

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Sólido verde.

Olor: Inodoro.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000966802	10 g	Vidrio	En stock
2000966803	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido verde
? máx.	540-546 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,10-1,26