



2000967100

NARANJA DE METILO (C.I. 13025) p.a. (A.C.S.)

$C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$ | CAS [547-58-0] | NC 3204.12.00 | EINECS 208-925-3



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Anaranjado de Metilo, Anaranjado III, Acid orange 52, Heliantina, MO, Tropeolina D

Fórmula de Hill: $C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$

Usos Analíticos: indicador de pH 3,2 rojo; 4,4 amarillo

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 327,34

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble en 500 partes de agua, muy soluble en agua caliente.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P309 + P310

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H301

Tóxico en caso de ingestión.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000967108	1 000 g	PEAD	En stock
2000967102	10 g	Vidrio	En stock
2000967103	25 g	Vidrio	En stock
2000967106	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino anaranjado
Claridad de la solución	Cumple
pH 3,2	Rosa
pH 4,4	Amarillo