




2000967300

NIGROSINA (Soluble en agua) (C.I. 50420)



--- | CAS [8005-03-6] | NC 3204.12.00 | EINECS 309-930-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Black 2

Usos Analíticos: Para microscopia. Soluble en agua.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/nigrosina-soluble-en-agua-c-i-50420-9673-vrjj1/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000967308	1 000 g	PEAD	En stock
2000967302	10 g	Vidrio	En stock
2000967305	100 g	Vidrio	En stock
2000967303	25 g	Vidrio	En stock
2000967304	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino negro
Solubilidad (0,1% en agua)	Solución color púrpura oscuro
? máx.	570-580 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,93-1,00