




2000967400

OIL RED O (C.I. 26125)



$C_{26}H_{24}N_4O$ | CAS [1320-06-5] | --- | EINECS 238-209-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{26}H_{24}N_4O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 408,5

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 120°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/oil-red-o-9674-u6w8e/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000967401	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido pardo oscuro
? máx. en cloroformo	520-535 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,9-1,1