



2000967500

ORCEINA (Sintética)



--- | CAS [1400-62-0] | NC 3203.00.19 | EINECS 215-750-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Natural Red 28

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/orceina-sintetica-9675-1a0m3/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000967500	1 g	Vidrio	En stock
2000967501	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino marrón rojizo
? máx.	575-590 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,18