



2000967600

RHODAMINA B (C.I. 45170)



$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$ | CAS [81-88-9] | NC 3204.13.00 | EINECS 201-383-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Violet 10, D & C Red 19, Rodamina B, Tetraetilrodamina

Fórmula de Hill: $C_{28}H_{31}ClN_2O_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 479,02

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Muy soluble en agua.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P273, P280, P305 + P351 + P338

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H318, H412

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000967602	10 g	Vidrio	En stock
2000967603	25 g	Vidrio	En stock
2000967606	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo verde o violeta-rojizo
? máx.	552-556 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,15-1,50